



20 maja 2017

Szanowni Klienci 3M

Pragniemy poinformować Państwa, że sprzedaż czytnika: 3M™ Attest™ Auto-reader 290/290G wytwarzanego w Stanach Zjednoczonych została wstrzymana.

NOWY czytnik 3M™ Attest™ Auto-reader 390/390G jest produktem ulepszonym, który zastąpi czytnik 3M™ Attest™ Auto-reader 290/290G.

Pragniemy zapewnić Państwa, że wyroby 3M™ Attest™ Rapid Readout dotychczas stosowane z czytnikiem Auto-reader 290/290G mogą być także używane w czytniku Auto-reader 390/390G- wyroby te są ze sobą kompatybilne.

Numery katalogowe tych produktów to:

Przedtem 290 a teraz 390 i odpowiednio wskaźniki:

- 1291
- 1292E
- 1296 i 1296F

Przedtem 290G a teraz 390G i odpowiednio wskaźniki:

- 1294
- 1298

Zwracamy Państwa uwagę na następujące kwestie dodatkowe: dotychczas używany czytnik Auto-reader 290/290G może być używany, jednak jego ponowna kalibracja lub naprawa nie będą możliwe. Jeżeli zdecydują się Państwo na wymianę należy wówczas zamówić czytnik Auto-reader 390/390G zamiast Auto-reader 290/290G.

Jakie unikalne korzyści oferuje czytnik Auto-reader 390/390G?

- Do sprawdzenia wyniku wskaźnika biologicznego lub ilości czasu pozostałego do zakończenia inkubacji wskaźnika biologicznego wystarczy użyć komputera PC podłączonego do Internetu lub Smartfona.
- Czytnik Auto-reader można skonfigurować zdalnie ze swojego komputera. Wbudowana aplikacja internetowa umożliwi tworzenie dokumentacji, którą można wydrukować lub przechowywać w formie plików.
- Podłączenie w celu wyboru systemu monitorowania przetwarzanych narzędzi.

Z przyjemnością przekazujemy Państwu ten nowy produkt!

Z poważaniem,
Aleksandra Jaguś
Specjalista ds. Naukowych i Szkoleń